

**Aguja especialmente diseñada para punción de Medula Osea y aspiración de parte de la misma, con criterio diagnostico.**

## SITIOS DE LA PUNCION

- 1- Esternón (solo en adultos)
- 2- Espina iliaca antero superior
- 3- Espina iliaca postero superior

## CONTRAINDICACIONES

La hemofilia y otros desordenes serios de la coagulación y las infecciones del área de la punción son contraindicaciones absolutas del procedimiento.

La trombocitopenia y las sepsis generalizadas no hacen recomendable la punción.

## MODELO

Mango de diseño anatómico a los efectos de facilitar y dar máxima seguridad en las maniobras de punción.

El mango posee incorporado un variador del largo de la aguja lo que la hace adaptable a los requerimientos de los distintos puntos de punción.

Para adaptarse a las necesidades de cada paciente se presentan en diámetros de 15, 16 y 18 G.

## Ventajas:

- Adaptable a distintos puntos de punción
- Mango de diseño anatómico



## Modelos

- AGUJA DE 15GA.
- AGUJA DE 16GA.
- AGUJA DE 18GA.

