

Aguja especialmente diseñada para Biopsia de Medula Ósea y aspiración de parte de la misma, con criterio diagnóstico.

SITIOS DE LA PUNCIÓN

Esternón (solo en adultos)
Espina iliaca antero superior
Espina iliaca posterior superior

INDICACIONES

Diagnostico de:
Distinto tipo de leucemias / Anemias / Trombocitopenias /
Enfermedad metastasica / Inmunodeficiencias / Control de
tratamiento de leucemias

CONTRAINDICACIONES

La hemofilia y otros desordenes serios de la coagulación y las infecciones del área de la punción son contraindicaciones absolutas del procedimiento.
La trombocitopenia y las sepsis generalizadas no hacen recomendable la punción.

MODELO

Mango de diseño anatómico a los efectos de facilitar y dar máxima seguridad en las maniobras de punción.
Aguja de 10 y 15cm de largo, en dos calibres distintos, G8 y G11 (4 mm y 3 mm de diámetro respectivamente) a los efectos de adecuarse a la edad y tamaño del paciente.
Se incluye en el set, una varilla extractora de la muestra del interior de la aguja con un protector para evitar heridas en el operador en el momento de la extracción.



Modelos

- AGUJA de 11Ga. x 10cm
- AGUJA de 11Ga x 15cm
- AGUJA de 8Ga x 10cm
- AGUJA de 8Ga x 15cm

